Evidenze di livello 1

Studio prospettico, controllato, randomizzato








Core Lab e CEC[◊]

Questo studio fondamentale conferma che la strategia incentrata su CCTA+FFRct, supportata dalle Linee guida AHA/ACC, è superiore ai percorsi diagnostici tradizionali, compresi l'angiografia invasiva o i test sotto sforzo, per i pazienti con dolore toracico stabile o sintomi equivalenti che necessitano di esami per sospetta CAD.

Disegno dello studio

Pazienti con dolore toracico non acuto o equivalente che necessitano di esami per sospetta CAD.

Nessuna storia di CAD ostruttiva o esami per CAD <1 anno: N=2.103



Tutte le decisioni successive in merito alle cure mediche e agli esami sono state prese dal medico del centro. Gestione medica basata sulle linee guida raccomandata per tutti.

Endpoint primario (1 anno)

Morte, IM non fatale, cateterizzazione in assenza di CAD ostruttiva

Endpoint secondari

Morte, IM non fatale, ospedalizzazioni CV non pianificate, uso di terapie preventive, radiazione, resa della cateterizzazione, uso di risorse, qualità della vita

Bibliografia

^{*}Il rischio dei pazienti è stato determinato in base al punteggio PROMISE Minimal Risk Score. Le variabili di PROMISE includono: età, sesso, etnia, storia di tabagismo, diabete mellito, dislipidemia, anamnesi familiare di malattia coronarica prematura, ipertensione, sintomi correlati a stress e livelli di lipoproteine ad alta densità (HDL).

[¶]Joshi, et al. JAMA 2021

⁰Comitato per gli eventi clinici (CEC)

 $[\]Delta$ Douglas, et al. The PRECISE Trial. Presentato alle sessioni scientifiche dell'AHA del 2022.

[†]Per stenosi 30-90%





Lo studio PRECISE

Confronto tra un **percorso di precisione** e gli **esami tradizionali** per orientare la gestione dei pazienti sintomatici stabili con sospetta malattia coronarica (CAD).[△]

Risultati dell'endpoint primario a 1 anno

Endpoint primario: composito di morte, IM non fatale o ICA in assenza di CAD ostruttiva

Il percorso di precisione, incentrato su CCTA+/-FFRct, ha raggiunto il suo endpoint primario con una riduzione del 70% rispetto agli esami tradizionali della combinazione di morte per tutte le cause, IM non fatale o cateterizzazioni in assenza di malattia ostruttiva a 1 anno.


Percorso di precisione

Valutazione del rischio per il rinvio degli esami per i pazienti a basso rischio.*

CCTA con FFRc_T selettiva[†] per i pazienti ad alto rischio.

Esami tradizionali

Esami funzionali (RM nucleare ed ecografia sotto sforzo) e angiografia coronarica invasiva (ICA).



Risultati a 1 anno	Percorso di precisione (N=1.057)	Esami tradizionali (N=1.046)
Endpoint primario composito§	4,2% (44)	11,3% (118)
Morte per tutte le cause	0,5% (5)	0,7% (7)
IM non fatale	1,2% (13)	0,5% (5)
ICA in assenza di CAD ostruttiva	2,6% (27)	10,2% (107)
Morte o IM	1,7% (18)	1,1% (12)

 $[\]S$ Hazard ratio aggiustato 0,29, p<0,001

Risultati principali

Il percorso di precisione è l'approccio diagnostico e terapeutico preferito.

Diagnosi non invasiva e più accurata







Meno esami non necessari

Riduzione del rischio a lungo termine grazie all'aumento delle terapie preventive ¹





